




# Instrumentos de Intubación



## Guías para Tubo Endotraqueales

### INTRODUCTOR DE TUBO TRAQUEAL

- Desechable - Económico - Estéril - Sin látex
- Fabricado de polietileno de baja densidad (ofrece la dureza adecuada facilidad de inserción)
- Calibrado (la distancia de la inserción se observa fácilmente como medida de seguridad)
- Punta acodada (facilita la inserción en los adultos)
- Para tubos de 6mm a 11mm



CAT#	DESCRIPCIÓN	CAJA
9-0212-70	Introduccion de tubo traqueal, 15FR x 70cm, con punta acodada	10
9-0212-71	Introduccion de tubo traqueal, 15FR x 70cm con punta acodada	100
9-0212-72	Introduccion de tubo traqueal, 15FR x 70cm, con punta recta	10
9-0212-73	Introduccion de tubo traqueal, 15FR x 70cm con punta recta	100



### ESTILETE SUNGLIDE™

- Estilete maleable (se ajusta a cualquier forma)
- Estéril para uso exclusivo de un paciente, con paquete fácil de abrir
- Codificación por color
- El estilete SunGlide™ tiene un recubrimiento que brinda una superficie lisa y segura
- Tope original color ámbar
- Sin látex

CAT#	DESCRIPCIÓN	CAJA
9-0209-71	Estilete SunGlide™ - Azul, Neonatal para tubos de 2.0 a 3.5mm	25
9-0209-72	Estilete SunGlide™ - Gris, Niño para tubos de 4.0 a 7mm	25
9-0209-73	Estilete SunGlide™ - Verde, Adulto para tubos de 7.0 a 10mm	25



### ESTILETE DE ALUMINIO DESECHABLE

- Maleable
- Punta redonda
- Estéril y Sin látex
- Acabado satinado

CAT#	DESCRIPCIÓN	CAJA
9-0204-25	Estilete de Aluminio Satinado Desechable, 16"	25




# Instrumentos de Intubación



## Estiletes

CAT#	DESCRIPCIÓN	CAJA
9-0204-00	Estilete de Aluminio de 16", 10FR	1
9-0205-00	Estilete de Aluminio de 16", 10FR con tope ajustable	1
<b>Uso Unico</b>		



CAT#	DESCRIPCIÓN	CAJA
9-0207-03	Acero inoxidable grado quirúrgico para adulto de 16.5"	1
9-0207-01	Acero inoxidable grado quirúrgico para niño de 11.5"	1
<b>Reutilizable</b>		



CAT#	DESCRIPCIÓN	CAJA
9-0206-01	Tubo Hueco de Cobre, <b>Uso Unico</b> con puerto de succión de 16.5"	1
<b>Uso Unico</b>		



CAT#	DESCRIPCIÓN	CAJA
9-0203-00	Maleable de Cobre Macizo, <b>Uso Unico</b> con tope ajustable de 14.75", 8FR	1
<b>Uso Unico</b>		



CAT#	DESCRIPCIÓN	CAJA
9-0204-18	Estilete de Fibra Óptica con tope ajustable de 18", Adulto Reutilizable	1
9-0204-14	Estilete de Fibra Óptica con tope ajustable de 14", Pedi Reutilizable	1
9-0204-19	Bulto para reemplazo para adulto	1
9-0204-15	Bulto para reemplazo pediátrico	1
5-0240-59	Focos de Fibra Óptica	1
9-0210-05	Topes de reemplazo, Reutilizable	5



Los mangos de fibra óptica requieren dos baterías "AA" no incluidas.



# Instrumentos de Intubación



## Instrumentos Quirúrgico

### FÓRCEPS MAGILL DE PUNTAS CERRADAS

- En tres tamaños
- Hechos de acero inoxidable grado quirúrgico

CAT#	DESCRIPCIÓN	CAJA
9-3018-01	Fórceps Magill de Puntas Cerradas, Infante	1
9-3018-02	Fórceps Magill de Puntas Cerradas, Niño	1
9-3018-03	Fórceps Magill de Puntas Cerradas, Adulto	1



### FÓRCEPS MAGILL DE PUNTAS ABIERTAS

- Hechos de acero inoxidable grado quirúrgico

CAT#	DESCRIPCIÓN	CAJA
9-3016-02	Fórceps Magill de Puntas Abiertas, Niño	1
9-3016-03	Fórceps Magill de Puntas Abiertas, Adulto	1



### GUÍA PARA INTUBACIÓN AILLON

Uno de los problemas más comunes que se relaciona con la intubación nasotraqueal aparece cuando el tubo endotraqueal está a punto de cruzar por las cuerdas vocales y se queda detenido. El tubo tiende a seguir una trayectoria que va hacia adelante y hacia arriba, siendo que la dirección principal de la tráquea es hacia abajo. Esto se soluciona usando una herramienta que no sólo controle la punta del tubo, sino que también lo doble hacia abajo para que siga la dirección de la tráquea. La guía para intubación fórceps. Aillon resuelve esta dificultad.

CAT#	DESCRIPCIÓN	CAJA
9-3021-00	Guía para Intubación Aillon	1



### FÓRCEPS PARA LENGUA

Está hecho de acero inoxidable grado quirúrgico de la más alta calidad, con puntas de látex.

CAT#	DESCRIPCIÓN	CAJA
9-3021-50	Fórceps para lengua	1

